

Químicos para la Limpieza

El primer
paso para la
esterilización.



UNA LÍNEA COMPLETA PARA UNA LIMPIEZA PERFECTA.

Además de los detergentes enzimáticos, Cisa ofrece al mercado una amplia línea de soluciones para la limpieza de diversos materiales y la correcta ejecución de la esterilización. Son 4 productos para lubricar, remover la oxidación y el óxido y realizar el pre-lavado. Prefiera la marca de la calidad. Elija Cisa.

 **IDEALES PARA:**

ESTABLECIMIENTOS
DE ASISTENCIA DE
SALUD.

LIMPIAR, CONSERVAR
Y PREVENIR LA
OXIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS.

MANTENER EL MATERIAL HÚMEDO
Y AYUDAR EN LA REMOCIÓN DE LA
SANGRE Y RESÍDUOS ORGÁNICOS
EN LOS INSTRUMENTOS.

MANTENER LAS
CARACTERÍSTICAS ORIGINALES
DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
INSTRUMENTOS.

Químicos para la Limpieza

SON MUCHOS LOS BENEFICIOS DE CADA PRODUCTO CISA.

Cisa Preclean

Solución para la pre-limpieza de los instrumentos quirúrgicos después de los procedimientos.



- Optimiza el proceso de limpieza manual y automatizado.
- Mantiene el material húmedo y evita el resecamiento de la materia orgánica.
- Baja formación de espuma: no perjudica la realización de la limpieza automatizada.
- Facilita la remoción de la sangre en los instrumentos con geometría compleja.
- Ligeramente aromatizado y con un pH neutro.
- Envase: 500 ml (con rociador).

Cisa Nox

Solución concentrada para promover la remoción de la oxidación en los instrumentos quirúrgicos con eficacia y seguridad.



- Aplicación simple.
- No es corrosivo al acero inoxidable y no deja residuos.
- Dilución: 1 parte de producto para 6 partes de agua.
- Envases: 1 L y 5 L.

Cisa Lubri

Lubricante para los instrumentos quirúrgicos en la fase de la lubricación.



- Realiza la lubricación rápidamente.
- Inhibe la corrosión, previene el óxido, las manchas y el endurecimiento de los instrumentos quirúrgicos.
- Se puede utilizar para el lavado manual y las termodesinfectadoras.
- No produce residuos, ni espuma, ni aspecto grasoso.
- Cisa Lubri Concentrado: 1 L (con dosificador) y 5 L.
- Cisa Lubri Listo para usar: 500 ml (con rociador) y 5 L.

Cisa Steel

Solución lista para uso en la remoción de óxido y manchas de las superficies del autoclave y de los otros utensilios en acero inoxidable.



- Aplicación simple y acción rápida.
- No deja residuos.
- Prolonga la vida útil y facilita la limpieza de los autoclaves, cámaras de esterilización, utensilios y superficies en acero inoxidable.
- Envase: 500 ml (con rociador).

Los productos no deben ser aplicados en materiales bañados en oro, plata, níquel o cromo.

Conozca la línea completa de consumibles Cisa para la limpieza.



We care about life

www.cisabrasile.com.br/es

Obtenga más información:



www.cisabrasile.com.br/es/produutos/hospitalar/consumiveis/limpeza

La información contenido en este folleto podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.
Cisa 7.3167-Rev.03/JU/2022.