

# Indicadores Químicos - Tipos 4, 5 y 6



## INDICADORES DE ALTO RENDIMIENTO DESARROLLADOS POR QUIENES ENTIENDEN SOBRE ESTERILIZACIÓN.

Para el monitoreo de los parámetros fundamentales de esterilización, con seguridad, confiabilidad y precisión. Confíe en la marca de la calidad. Elija siempre Cisa.

 **IDEALES PARA:**

CUMPLIR CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE PROCESAMIENTO.

BRINDAR MÁS SEGURIDAD AL PROCESO.

DETECTAR FALLAS EN LOS EQUIPOS Y EN EL SUMINISTRO DE LAS UTILIDADES.

# Indicadores Químicos – Tipos 4, 5 y 6

## CONOZCA LAS SOLUCIONES CISA PARA MONITOREO DE LA ESTERILIZACIÓN.

Los indicadores químicos Cisa realizan el monitoreo de los ciclos de esterilización por la reacción de las variables críticas del proceso y cumplen con lo dispuesto en la Norma ISO 11.140 - 1.

### Tipo 4

VAPOR

VBTF

VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Indicadores químicos multiparamétricos que monitorean dos o más parámetros del proceso.

- El reactivo químico no se libera.
- Control del lote y de la vigencia impresa en el producto, garantizando la trazabilidad y la seguridad en el uso.



Vapor



Formaldehído



Peróxido de Hidrógeno

Cajas con 250 unidades.

### Tipo 5

VAPOR

El indicador integrador químico reacciona a todos los parámetros críticos de la esterilización, integrando con precisión las variables del proceso, para permitir la liberación inmediata de los materiales de forma segura.

#### Colorimétrico

- Não ocorre a liberação do reagente químico.
- Controle do lote e da validade impressos no produto, garantindo a rastreabilidade e a segurança na utilização.



Caja con 250 unidades.

### Tipo 6

VAPOR

El emulador químico reacciona a todos los parámetros críticos de la esterilización emulando el ciclo, es decir, comprobando el correcto desarrollo del ciclo de esterilización definido por el usuario.

- El reactivo químico no se libera.
- Control del lote y vigencia impresa, asegurando la trazabilidad y seguridad en el uso.



Caja con 250 unidades.



We care about life

[www.cisabrasile.com.br/es](http://www.cisabrasile.com.br/es)

Obtenga más información:



[www.cisabrasile.com.br/es/produtos/hospitalar/consumiveis/quimicos456](http://www.cisabrasile.com.br/es/produtos/hospitalar/consumiveis/quimicos456)

La información contenida en esta lámina podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.  
CISA 73360-003/MAR2022.