

Detergentes Enzimáticos

Alto
rendimiento
con eficacia
comprobada.



CALIDAD, CONFIANZA Y LA MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO.

Los detergentes enzimáticos Cisa están desarrollados para su uso en termodesinfectadoras, las lavadoras y en la limpieza manual de artículos utilizados en las instituciones de salud. Poseen 5 enzimas en su composición, siendo una exclusiva para eliminar la sangre seca.

Disuelven y eliminan los residuos orgánicos, como las proteínas, grasas y mucosa impregnada en los instrumentos, además de evitar la formación de biofilm - enzima celulasa. Elija más calidad, eficacia y cuidado para la CE. Prefiera los Detergentes Enzimáticos Cisa Zymes.



IDEALES PARA:

ESTABLECIMIENTOS
DE ASISTENCIA DE
SALUD.

LIMPIEZA MANUAL Y
AUTOMATIZADA DE
LOS INSTRUMENTOS
QUIRÚRGICOS.

LIMPIA
ADECUADAMENTE
LOS ARTÍCULOS MÁS
DIFÍCILES.

REALIZAR LA ASEPSIA DE
ARTÍCULOS SENSIBLES, COMO
ENDOSCÓPIOS FLEXIBLE DE
FIBRA ÓPTICA.



Detergentes Enzimáticos

CONOZCA LOS BENEFICIOS DE USAR LOS DETERGENTES ENZIMÁTICOS CISA.

• 5 enzimas activas

Actúan directamente en la eliminación de proteínas, grasas, almidón, celulosa y sangre, garantizando una limpieza profunda y evitando la formación de biofilm. La versión en pastilla contiene las enzimas proteasa, celulasa, mananasa, pectinasa y amilasa. Las versiones líquidas del detergente enzimático están formuladas con dos proteasas, amilasa, lipasa y celulasa.

• Excelente rendimiento

Tienen altos niveles de penetración, disolución de la suciedad y de la sangre seca. De esta forma, reducen significativamente la carga microbiana.

• Seguridad

No irritan la piel y las mucosas después de ser diluidas en agua, evitando eventuales inconvenientes y promoviendo la protección del equipo.

• Sostenibilidad

Su composición biodegradable no perjudica a la naturaleza, ya que es fácilmente asimilable por el medio ambiente.

• Excelente enjuague

Facilitan el enjuague y no dejan residuos, además de conferir más eficacia a la limpieza, acelerar el proceso.

• Eficacia comprobada

Tienen informes técnicos que certifican la actividad y la estabilidad enzimática para asegurar un alto nivel en el uso diario.



OPCIONES DE PRESENTACIÓN

Cisa Zymes



- Envases: 1 L (con dosificador) y 5 L.
- Dilución: 2 ml por cada litro de agua.
- Indicado para la limpieza manual o automatizada en lavadoras ultrasónicas o termodesinfectadoras.

Cisa Zymes Eco



- Envases: 1 L (con dosificador) y 5 L.
- Dilución: 1 ml por cada litro de agua.
- Indicado para la limpieza manual o automatizada en lavadoras ultrasónicas o termodesinfectadoras.

Cisa Zymes Eco Tab



- En formato de pastilla.
- Envase: caja con 50 pastillas de 10 g.
- Dilución: una pastilla para 20 a 30 litros de agua.
- Indicado para la limpieza manual o automatizada en lavadoras ultrasónicas.

Conozca la línea completa de consumibles Cisa para la limpieza.



We care about life

www.cisabrasile.com.br/es

Obtenga más información:



www.cisabrasile.com.br/es/produutos/hospitalar/consumiveis/limpeza

La información contenida en esta línea podrá sufrir alteraciones sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Cisa 73166-Rev.005/AGO2026.