

Químicos para Limpeza



O 1º passo
para a
esterilização.

UMA LINHA COMPLETA PARA UMA HIGIENIZAÇÃO PERFEITA.

Além dos detergentes enzimáticos, a Cisa oferece ao mercado uma ampla linha de soluções para a limpeza de diversos materiais e a correta execução da esterilização. São 4 produtos para lubrificar, remover a oxidação e a ferrugem e realizar a pré-lavagem. Prefira a marca da qualidade. Escolha Cisa.



IDEAIS PARA:

ESTABELECIMENTOS
DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE.

LIMPAR, CONSERVAR E
PREVENIR A OXIDAÇÃO
DE INSTRUMENTAIS.

MANTER O MATERIAL ÚMIDO E
AUXILIAR NA REMOÇÃO DE SANGUE
E RESÍDUOS ORGÂNICOS NOS
INSTRUMENTAIS.

MANTER AS CARACTERÍSTICAS
ORIGINAIS DE FUNCIONAMENTO
DOS INSTRUMENTAIS.

Químicos para Limpeza

SÃO MUITOS OS BENEFÍCIOS DE CADA PRODUTO CISA.

Cisa Preclean

Solução para a pré-limpeza de instrumentais cirúrgicos após os procedimentos.



- Otimiza o processo de limpeza manual e automatizada.
- Mantém o material úmido e evita o ressecamento da matéria orgânica.
- Baixa formação de espuma: não prejudica a performance na limpeza automatizada.
- Facilita a remoção de sangue em instrumentais com geometria complexa.
- Levemente aromatizado e com pH neutro.
- Embalagem: 500 ml (com borrifador).

Cisa Lubri

Lubrificante para instrumentais cirúrgicos na fase de termodesinfecção.



- Realiza a lubrificação rapidamente.
- Inibe a corrosão, previne ferrugens, manchas e o enrijecimento dos instrumentais cirúrgicos.
- Pode ser utilizado na lavagem manual e nas termodesinfectoras.
- Não produz resíduos, espuma, nem aspecto gorduroso.
- Cisa Lubri Concentrado: 1 L (com dosador) e 5 L.
- Cisa Lubri Pronto Uso: 500 ml (com borrifador) e 5 L.

Cisa Nox

Solução concentrada para promover a remoção da oxidação nos instrumentais cirúrgicos com eficácia e segurança.



- Aplicação simples.
- Não corrosivo ao aço inox e não deixa resíduos.
- Diluição: 1 parte de produto para 6 partes de água.
- Embalagens: 1 L e 5 L.

Cisa Steel

Solução de pronto uso para remoção de ferrugem e manchas das superfícies da autoclave e dos demais utensílios em aço inox.



- Aplicação simples e ação rápida.
- Não deixa resíduos.
- Prolonga a vida útil e facilita a limpeza de autoclaves, câmaras de esterilização, utensílios e superfícies em aço inox.
- Embalagem: 500 ml (com borrifador).

Os produtos não devem ser aplicados em materiais banhados em ouro, prata, níquel ou cromados.

Conheça a linha completa de consumíveis Cisa para limpeza.



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/consumiveis/limpeza

As informações contidas neste folheto poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Cisa 73167-Rev.003/JUN2022.