

Detergentes Enzimáticos

Alto
rendimento
com eficácia
comprovada.



QUALIDADE, CONFIANÇA E A MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO.

Os detergentes enzimáticos Cisa são indicados para uso em termodesinfectoras, lavadoras ultrassônicas e na limpeza manual de artigos utilizados em instituições de saúde. Possuem 5 enzimas na sua composição, **sendo uma exclusiva para eliminar sangue seco.**

Dissolvem e removem resíduos orgânicos, como proteínas, gordura e muco impregnados nos instrumentais, além de evitar a formação de biofilme – enzima celulase. Escolha mais qualidade, eficácia e cuidado para a CME. Prefira os Detergentes Enzimáticos Cisa Zymes.



IDEAIS PARA:

ESTABELECIMENTOS
DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE.

LIMPAR MANUAL E
AUTOMATIZADAMENTE OS
INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

HIGIENIZAR
ADEQUADAMENTE OS
ARTIGOS MAIS DIFÍCEIS.

FAZER A ASSEPSIA DE ARTIGOS
SENSÍVEIS, COMO ENDOSCÓPIOS
DE FIBRA ÓTICA FLEXÍVEL.

Detergentes Enzimáticos

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DE USAR OS DETERGENTES ENZIMÁTICOS CISA.

• 5 enzimas ativas

Agem de forma direta na limpeza de proteínas, gorduras, amido, celulose e sangue para garantir uma higienização profunda e impedir a formação de biofilme. A versão em pastilha contém as enzimas protease, celulase, mananase, pectinase e amilase. As versões líquidas do detergente enzimático são compostas por 2 proteases, amilase, lipase e celulase.

• Excelente desempenho

Contam com elevados níveis de penetração e dissolução das sujidades e do sangue seco. Dessa forma, reduzem expressivamente a carga microbiana.

• Segurança

Não irritam a pele e as mucosas após serem diluídos em água, evitando eventuais inconvenientes e promovendo a proteção da equipe.

• Sustentabilidade

Sua composição biodegradável não agride a natureza, pois é facilmente assimilada pelo meio ambiente.

• Ótima rinsabilidade

Facilitam o enxágue e não deixam resíduos para, além de conferir mais efetividade à limpeza, acelerar o processo.

• Eficiência comprovada

Dispõem de laudos técnicos que certificam a atividade e a estabilidade enzimática para assegurar alto nível no uso diário.



OPÇÕES DE APRESENTAÇÃO

Cisa Zymes



- Embalagens: 1 L (com dosador) e 5 L.
- Diluição: 2 ml para cada litro de água.
- Indicado para limpeza manual ou automatizada em lavadoras ultrassônicas ou termodesinfectoras.

Cisa Zymes Eco



- Embalagens: 1 L (com dosador) e 5 L.
- Diluição: 1 ml para cada litro de água.
- Indicado para limpeza manual ou automatizada em lavadoras ultrassônicas ou termodesinfectoras.

Cisa Zymes Eco Tab



- Em formato de pastilha.
- Embalagem: caixa com 50 pastilhas de 10 g.
- Diluição: uma pastilha para 20 a 30 litros de água.
- Indicado para limpeza manual ou automatizada em lavadoras ultrassônicas.

Conheça a linha completa de consumíveis para limpeza Cisa.



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/consumiveis/limpeza

s informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Cisa 73166-Rev.005/AGO 2026.