


Indicadores Biológicos



Segurança
levada a sério.
Precisão no
monitoramento
dos processos.



INDICADORES DE ALTA PERFORMANCE DESENVOLVIDOS POR QUEM ENTENDE DE ESTERILIZAÇÃO.

Monitoramento dos parâmetros fundamentais da esterilização, com segurança, confiabilidade e precisão. Confie na marca da qualidade. Escolha sempre Cisa.



IDEAIS PARA:

ATENDER ÀS BOAS PRÁTICAS
DE PROCESSAMENTO.

CONFERIR MAIS SEGURANÇA
AO PROCESSO.

DETECTAR FALHAS DO EQUIPAMENTO E
NO ABASTECIMENTO DAS UTILIDADES.

Indicadores Biológicos

CONHEÇA A NOVA TECNOLOGIA APLICADA À INCUBADORA CISA E A LINHA COMPLETA DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO.

Incubadora Smart Cisa.

Tecnologia de ponta para otimizar ainda mais o processo de esterilização.



- Realiza até 8 processos simultaneamente.
- Cavidade de incubação numerada, possibilitando o controle e a identificação dos indicadores biológicos.
- Possui impressora térmica integrada.
- Tela touch screen colorida de 7 polegadas.
- Navegação intuitiva, simplificada e amigável.
- Design moderno.

Indicadores biológicos. Mais segurança e confiabilidade ao dia a dia.

- Indicadores biológicos para monitoramento de ciclos de esterilização por meio de preparações padronizadas de esporos bacterianos resistentes aos métodos que se propõem a monitorar.
- Todos os indicadores biológicos possuem etiquetas autoadesivas com indicador Tipo 1.
- Disponíveis em embalagens com 50 unidades.

VAPOR

- Para processos de esterilização a vapor.
- Em conformidade com as normas ISO 11138-1 e ISO 11138-3.



20 MINUTOS 3 HORAS 8 HORAS

VBTF

- Para processos de esterilização por vapor à baixa temperatura e formaldeído.
- Em conformidade com as normas ISO 11138-1 e ISO 11138-5.



8 HORAS



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/consumiveis/biologicos

As informações contidas nesta lâmina
podem sofrer alterações sem aviso
prévio. CISA 73504-004/JUN2026.